



SENSOFOAM® / SENSOFOAM® PAD

steril


REF 30860



REF 30861



REF 30862



- ▶ Hochwertige Trachealkompresse mit hoher Saugfähigkeit
- ▶ Die SENSOFOAM® Trachealkompresse ist mehrschichtig aufgebaut, wobei die hautfarbene atmungsaktive Oberschicht ein Durchweichen der Kompresse verhindert. Der absorbierende Schaumstoff saugt die Sekrete schnell und sicher auf.
- ▶ Ein Anhaften/Verkleben mit der Haut wird vermieden. Dadurch lässt sich die Kompresse auch leichter entfernen.
- ▶ Das schwammartige Material ist besonders weich und bietet einen angenehmen Tragekomfort.
- ▶ Zusätzlich ist ein Schlitz vorhanden, der einen schnellen Kompressenwechsel ermöglicht. Die Trachealkanüle kann im Tracheostoma verbleiben und braucht vor dem Kompressenwechsel nicht entfernt werden.
- ▶ Die SENSOFOAM® Trachealkompresse polstert die Trachealkanüle weich und sicher gegen die Haut ab und verhindert Druckstellen. Gleichzeitig wird hierdurch der Sitz der Trachealkanüle im Tracheostoma stabilisiert.
- ▶ Steril - um einen post-operativen Einsatz zu ermöglichen

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

SENSOFOAM® **REF 30860**
10 x Trachealkompressen, steril

oder
SENSOFOAM® **REF 30861**
10 x Trachealkompressen, steril, small

oder
SENSOFOAM® PAD **REF 30862**
10 x Trachealkompressen, steril

Produkt	Größe	VE	REF
SENSOFOAM®	10,0 x 9,0 x 0,5 cm	10	30860
SENSOFOAM®	6,5 x 6,5 x 0,5 cm	10	30861
SENSOFOAM® PAD	7,8 x 3,8 cm	10	30862

CE 0482 STERILE