


## TRACHLINE® UNI

1 IC + 2 ICU



- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer bis zu 29 Tagen
- ▶ Aus thermosensiblen, medizinischen Kunststoffen
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen vorzubeugen
- ▶ Bajonettverschlüsse ermöglichen eine einfache, sichere Befestigung der Innenkanüle und des Zubehörs
- ▶ Set besteht aus einer Innenkanüle (IC), zwei Innenkanülen mit 15 mm Konnektor (ICU), einem 15 mm Konnektor (UNI), einer Hustenkappe, einem Sicherungsring, einem verstellbaren Kanülentrageband, einem Obturator sowie einem Kanülenpass

### Bestellhinweis:

**TRACHLINE® UNI 1 IC + 2 ICU**

Größe 5-10



**REF 13803**

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	I.D. A.K. mm	I.D. I.K. mm	Winkel ca.	Länge mm
5	9,1	6,5	5,0	115°	62
6	10,2	7,5	6,0	110°	70
7	11,2	8,5	7,0	105°	72
8	12,2	9,5	8,0	100°	80
9	13,1	10,5	9,0	95°	82
10	14,3	11,5	10,0	90°	84

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · A.K. = Außenkanüle · I.K. = Innenkanüle · Länge = Länge über Mittelbogen