

# LARYVOX® TWEEZERS

Borkenpinzette

- ▶ Zum schnellen und sicheren Entfernen von Sekret-Verkrustungen
- ▶ Die abgerundeten Spitzen ermöglichen eine schonende Vorgehensweise und minimieren die Verletzungsgefahr.
- ▶ Die Borkenpinzette ist kniegebogen, so daß eine ungehinderte Sicht auf das Tracheostoma vor dem Spiegel möglich ist.
- ▶ Aus stabilem Edelstahl gefertigt



Gebrauchsanweisung  
beachten



CE-Kennzeichnung

## Bestellhinweis:

LARYVOX® Tweezers

REF 35000