




LARYVOX® ADHESIVE FOAM DISC

POLSTERRING

- ▶ LARYVOX® Adhesive Foam Disc sind Schaumstoffringe mit einer mittigen Öffnung
- ▶ Mit beidseitiger Klebekontaktfläche
- ▶ Dient der Angleichung des Hautniveaus eines unregelmäßigen, tiefliegenden Tracheostomas.
- ▶ In Kombination mit LARYVOX® Tape oder einer Dichtplatte mit Aufnahme ring wird die Auflagefläche der Tapes optimiert und ermöglicht so eine längere Tragedauer
- ▶ Verbesserte Sprechoption durch die Verringerung eines unerwünschten Luftverlustes
- ▶ Die unterschiedlichen Größenausführungen small (REF 48460) und large (REF 48461) dienen der individuellen Anpassung um ein gleichmäßiges Hautniveau für die Abdeckung mit LARYVOX® Tape zu erreichen



Bestellhinweis:

LARYVOX® ADHESIVE FOAM DISC small, Packung mit 30 Stück

REF 48460

LARYVOX® ADHESIVE FOAM DISC large, Packung mit 30 Stück

REF 48461