


# TRACHEOTEX® SCARF PED

für Kinder

- ▶ Verdeckt und schützt das Tracheostoma bei Laryngektomierten und Tracheotomierten
- ▶ Wird mit einem Befestigungsband um den Hals gebunden (Klettverschluss)
- ▶ Hinweise zur Stoffqualität: normal bis besonders luftdurchlässig aus Baumwolljersey; weiche, sehr hautsympathische Qualität
- ▶ Durch die mittig eingearbeitete Tülleinlage aus mehrschichtigem, feinem Gitterstoff wird die eingeatmete Luft erwärmt, angefeuchtet und gefiltert
- ▶ Die Halsweite kann individuell auf jede beliebige Größe zwischen 22 und 29 cm eingestellt werden
- ▶ Waschbar (Handwäsche) und wiederverwendbar
- ▶ Verschiedene Farbvarianten (Farbmusterkarte als eigene Broschüre verfügbar)



## Bestellhinweis:

TRACHEOTEX® Scarf PED, 22 - 29 cm

Farb-Nr. bitte bei Bestellung zusätzlich angeben

REF 42010