

TRACHEOSILC® VARIO CUFF-SUCTION



CE 0482

- ▶ Canule trachéale avec ballonnet basse pression (CUFF) et tubulure d'aspiration intégrée (SUCTION) permettant d'évacuer des sécrétions au-dessus du ballonnet (CUFF)
- ▶ Aussi disponible avec un ballonnet basse pression (CUFF) sans aspiration sous-glottique (Réf. 18830) et sans ballonnet basse pression (CUFF) (Réf. 18820, cf. fiche de données séparée)
- ▶ Colerette de canule souple et flexible avec indication des principales spécifications de la canule
- ▶ Corps de canule clair et transparent pour une manipulation aisée lors du nettoyage
- ▶ Avec connecteur rotatif de 15 mm (VARIO) permettant de compenser les forces de traction et de torsion susceptibles d'être provoquées par la tubulure de ventilation
- ▶ Embout de canule arrondie permettant de prévenir les irritations de la muqueuse trachéale
- ▶ Le set contient une bande de fixation de canule, un obturateur et un passeport de canule

Indication de commande :

TRACHEOSILC® VARIO CUFF-SUCTION

Taille 5-9,5



Réf. 18840

Prrière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !

Taille	D.E. plaque / CE (mm)	D.E. pointe / CE (mm)	Longueur (L / mm)	Réf.
5,0	7,3	7,3	57	18840-05
6,0	8,7	8,7	63	18840-06
7,0	10,0	10,0	71	18840-07
7,5	10,7	10,7	73	18840-075
8,0	11,0	11,0	75	18840-08
8,5	11,7	11,7	78	18840-085
9,0	12,3	12,3	80	18840-09
9,5	13,3	13,3	83	18840-095

D.E. plaque = diamètre externe derrière la colerette de canule · D.E. pointe = diamètre externe de la canule externe à l'extrémité de la canule · Longueur = longueur sur la courbe extérieure · Canule E = canule externe