


- ▶ Schaumstofffilter für laryngektomierte Patienten
- ▶ TRACHEOSTOMA-FIX® / TRACHEOFIX ermöglicht eine gute Abdeckung und einen sicheren Schutz vor dem Eindringen von Schmutz oder Insekten
- ▶ Darüber hinaus sorgt TRACHEOSTOMA-FIX® / TRACHEOFIX zu einem gewissen Maß für eine Anfeuchtung, Filterung und Erwärmung der Atemluft
- ▶ Einfache Befestigung mittels Klebestreifen oberhalb des Tracheostomas; die Klebekraft kann durch Anwendung des OPTIGARD® Hautschutzfilms und Haftverstärkers erhöht werden (s. separates Datenblatt)
- ▶ Wird in zwei verschiedenen Größen (groß L und klein S) und zwei verschiedenen Farben (beige oder weiß) angeboten
- ▶ Spezielle Varianten:
TRACHEOFIX® PLUS - mit zwei Klebestreifen für die Befestigung sowohl oberhalb als auch unterhalb des Tracheostomas, für einen festen Sitz über dem Tracheostoma



Bestellhinweis:

TRACHEOSTOMA-FIX® S, beige, 6 x 6,5 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45000
TRACHEOSTOMA-FIX® L, beige, 7 x 7,5 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45100
TRACHEOFIX® S, white, 5,5 x 6 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45200
TRACHEOFIX® L, white, 7 x 7 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45300
TRACHEOFIX® S, beige, 5,5 x 6 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45400
TRACHEOFIX® L, beige, 7 x 7 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45500
TRACHEOFIX® PLUS S , beige, 5,5 x 6 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45505
TRACHEOFIX® PLUS L , beige, 7 x 7 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45510
TRACHEOFIX® PLUS XL, beige, 10,0 x 8,0 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45515



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Trocken aufbewahren



Nicht zur Wiederverwendung



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung