

# InHealth 22.5 Fr Indwelling Voice Prosthesis

stérile

REF VP22xx-LEF



- ▶ La prothèse phonatoire InHealth 22.5 FR Indwelling Voice Prosthesis est une prothèse non amovible équipée d'un clapet basse pression
- ▶ Conditionnement stérile
- ▶ La silicone contenant de l'oxyde d'argent dans la zone de la valve diminue le remplacement prématuré de valve lié au candida
- ▶ Présente un anneau de titane stabilisateur dans la tige
- ▶ Avec large bride œsophagienne qui peut s'avérer indiquée en cas de survenue de fuites périprothétiques
- ▶ Le positionnement de la prothèse vocale nécessite d'avoir recours à des capsules de gel
- ▶ Diamètre 22.5 French
- ▶ Disponible avec les tailles 6, 8, 10 et 12

## CONTENU

**InHealth 22.5 Fr Indwelling Voice Prosthesis** REF VP22xx-LEF

- 1 x Prothèse vocale (stérile)
- 1 x Introducteur de bride (stérile)
- 1 x Outil d'insertion (stérile)
- 2 x Capsule de gel
- 1 x Mode d'emploi

Taille	AD ø French	Diamètre de tige mm	Longueur mm	REF
<b>06</b>	22.5	7,5	6,0	<b>VP2206-LEF</b>
<b>08</b>	22.5	7,5	8,0	<b>VP2208-LEF</b>
<b>10</b>	22.5	7,5	10,0	<b>VP2210-LEF</b>
<b>12</b>	22.5	7,5	12,0	<b>VP2212-LEF</b>