

HUMIDOSTOM®/ HUMIDOSTOM® O₂/ HUMIDOSTOM® O₂ ISO

REF 46160



REF 46150



REF 46155



- ▶ HME-filter (Heat-Moisture Exchanger)
- ▶ 15 mm (UNI) standaardconnector – past op alle tracheacanules met 15 mm connector
- ▶ Polyurethan-filter met open poriën
- ▶ **HUMIDOSTOM® O₂ (REF 46150)**: Extra zuurstofaansluitstuk (steekverbinding 5 mm), bevestigd aan de zijkant van de behuizing, maakt de aansluiting van een verbindingsslang en dus de combinatie met een zuurstofbron mogelijk
- ▶ **HUMIDOSTOM® O₂ ISO (REF 46155)**: Een extra zuurstofaansluitstuk (ISO steekverbinding / nippel 6 mm), bevestigd aan de zijkant van de behuizing, maakt de aansluiting van een verbindingsslang en dus de combinatie met een zuurstofbron mogelijk
- ▶ Gering gewicht, onopvallend ontwerp

LEVEROMVANG

- ▶ Gebruiksaanwijzing

HUMIDOSTOM® REF 46160

1 x HME-filter/Kunstneus

of

HUMIDOSTOM® O₂ REF 46150

1 x HME-filter/Kunstneus


of

HUMIDOSTOM® O₂ ISO REF 46155

1 x HME-filter/Kunstneus



UNI

O₂

Product	VE	REF
HUMIDOSTOM®	30 Stuks, afzonderlijk verpakt	46160
HUMIDOSTOM® O₂	30 Stuks, afzonderlijk verpakt	46150
HUMIDOSTOM® O₂ ISO	30 Stuks, afzonderlijk verpakt	46155

CE 0482