



# TRACHEOTEC® VARIO CUFF-SUCTION



- ▶ Canule trachéale avec ballonnet et tubulure d'aspiration intégrée permettant d'évacuer des sécrétions au-dessus du ballonnet (CUFF)
- ▶ La tubulure d'aspiration est intégrée à la paroi intérieure du tube de la canule afin de prévenir toute irritation supplémentaire de la trachée ou du trachéostome
- ▶ Colletette de canule souple et flexible avec indication des principales spécifications de la canule
- ▶ Avec connecteur rotatif de 15 mm (VARIO) permettant de compenser les forces de traction et de torsion susceptibles d'être provoquées par la tubulure de ventilation
- ▶ Avec bande latérale radio-opaque
- ▶ Le set contient une bande de fixation de canule, un obturateur et un passeport de canule

## Les informations de commande:

**TRACHEOTEC® VARIO CUFF-SUCTION, Taille 5-10**



**REF 18930**

Prrière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !

Taille	D.E. plaque / CE (mm)	D.E. pointe / CE (mm)	D.I. pointe / CE (mm)	Longueur rayon moyen (mm)	Longueur (L / mm)	Réf.
5	7,3	7,3	5,0	55,7	61,1	<b>18930-05</b>
6	8,7	8,7	6,0	60,7	67,1	<b>18930-06</b>
7	10,0	10,0	7,0	69,6	77,0	<b>18930-07</b>
8	11,3	11,3	8,0	79,5	87,9	<b>18930-08</b>
9	12,7	12,7	9,0	85,5	94,9	<b>18930-09</b>
10	14,0	14,0	10,0	95,0	105,3	<b>18930-10</b>

D.E. pointe = diamètre externe de la canule externe à l'extrémité de la canule · D.E. plaque = diamètre externe derrière la colletette de canule · D.I. = diamètre interne à la pointe de la canule · Longueur = longueur sur le rayon moyen · Canule E = canule externe