

# TRACHLINE® UNI CUFF-SUCTION

1 IC + 2 ICU



- ▶ Trachealkanüle mit CUFF und integriertem Absaugschlauch für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer bis zu 29 Tagen
- ▶ Aus thermosensiblen, medizinischen Kunststoffen
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen vorzubeugen
- ▶ Bajonettverschlüsse ermöglichen eine einfache, sichere Befestigung der Innenkanüle und des Zubehörs
- ▶ Set besteht aus einer Innenkanüle (IC), zwei Innenkanülen mit 15 mm Konnektor (ICU), einer Hustenkappe, einem 15 mm Konnektor (UNI), einem Sicherungsring, einem verstellbaren Kanülentrageband, einem Obturator sowie einem Kanülenpass

## Bestellhinweis:

**TRACHLINE® UNI CUFF-SUCTION**  
1 IC + 2 ICU

Größe 7-9



**REF 13802**

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	I.D. A.K. mm	I.D. I.K. mm	Winkel ca.	Cuff (Ø) mm	Länge mm
7	13,1	8.5	7.0	105°	22	72
8	14,5	9.5	8.0	100°	26	80
9	15,4	10.5	9.0	95°	30	82

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · A.K. = Außenkanüle · I.K. = Innenkanüle · Länge = Länge über Mittelbogen