

# DURAPUR® KOMBI

1 ICK

- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer bis zu 6 Monaten
- ▶ Innenkanüle mit 22 mm-KOMBI-Adapter (ICK) um HMEs anzuschließen
- ▶ Die DURAPUR® Trachealkanüle besteht aus thermosensiblen medizinischen Kunststoffen, die bei Körpertemperatur ihre optimalen Produkteigenschaften entwickeln
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen vorzubeugen
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ In zwei Längen verfügbar: Standard und Extra Lang (XL)
- ▶ Die Standard-Länge ist in den Größen 7-12 verfügbar, die extra lange Variante in den Größen 8 - 10
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares Kanülentrageband (NECKFIX®) und ein Kanülenpass
- ▶ Innenkanüle mit Standard-Länge (ICK) separat erhältlich (REF 23881), Größe muss entsprechend der DURAPUR® Außenkanüle gewählt werden



## Bestellhinweis:

<b>DURAPUR® KOMBI 1 ICK</b>	Größe 7-12		<b>REF 23081</b>
<b>DURAPUR® KOMBI XL 1 ICK</b>	Größe 8-10		<b>REF 23281</b>
<b>DURAPUR® ICK</b>	Größe 7-12		<b>REF 23881</b>

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. A.K. mm	I.D. I.K. mm	Länge mm standard	Länge mm extra-lang (XL)
7	10,6	8,7	7,2	5,6	65	-
8	12,5	10,4	8,2	6,1	70	105
9	13,6	11,3	9,3	7,1	75	110
10	14,6	12,4	10,0	8,0	85	115
11	15,3	13,3	11,1	9,0	87	-
12	16,5	14,3	12,3	10,2	90	-

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · A.K. = Außenkanüle · I.K. = Innenkanüle  
Länge = Länge über Außenbogen

FAHLL

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren  
 Einpatientenprodukt  
 Gebrauchsanweisung beachten  
 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle