

InHealth 22.5 Fr Indwelling Voice Prosthesis

steriel

REF VP22xx-LEF



- ▶ De InHealth 22.5 FR Indwelling Voice Prosthesis is een prothese met lagedrukventiel
- ▶ Steriel verpakt
- ▶ Zilveroxidehoudend silicone beperkt candidagroei en hiermee de noodzaak tot vervanging
- ▶ Beschikt over een stabiliserende titaniumring in de schacht
- ▶ Met grote oesofageale flens, die geïndiceerd kan zijn als er periprothetische lekkages optreden
- ▶ De stemprothese wordt geplaatst met behulp van de gelcapsuletechniek
- ▶ Diameter 22.5 French
- ▶ Verkrijgbaar in de maten 6, 8, 10 en 12

BESTELLINFORMATIE

InHealth 22.5 Fr Indwelling Voice Prosthesis

REF VP22xx-LEF

- 1 x Stemprothese (steriel)
- 1 x Randinbrenginstrument (steriel)
- 1 x Inbrenginstrument (steriel)
- 2 x Gelcapsule
- 1 x Gebruiksaanwijzing

Maat	AD ø French	Schachtdiameter mm	Lengte mm	REF
06	22.5	7,5	6,0	VP2206-LEF
08	22.5	7,5	8,0	VP2208-LEF
10	22.5	7,5	10,0	VP2210-LEF
12	22.5	7,5	12,0	VP2212-LEF