

SUCTION CATHETER IDEAL TIP

REF 019055x1 / REF 019068x1



REF 60700 (optional)



- ▶ Sterile Tracheostoma-Katheter zum Absaugen von Trachealsekret
- ▶ Aus flexiblem und transparentem Kunststoff mit abgerundeter Spitze
- ▶ Mit zentraler Öffnung und zwei seitlichen Öffnungen („Augen“) an der Katheterspitze, um das Festsaugen des Katheters an der Trachealwand während des Absaugvorganges zu verhindern
- ▶ Shore-Härte A74
- ▶ In zwei Längen verfügbar: 25 cm und 50 cm
- ▶ Großes Sortiment (CH 06-18)
- ▶ Farbkodierte Konnektoren
- ▶ In Verbindung mit dem TRACHFLOW® Fingertip einzusetzen, um die Absaugstärke zu kontrollieren. Mit dem Fingertip wird der Absaugschlauch des Absauggerätes mit dem sterilen Stomakatheter verbunden. Durch die konische Konstruktion passt der TRACHFLOW® Fingertip auf alle Größen der Katheter
- ▶ DEHP- und latex- frei

LIEFERUMFANG

SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM REF 019055X1
150 x Absaugkatheter, steril

oder
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM REF 019068X1
100 x Absaugkatheter, steril

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!

Optional erhältlich:
TRACHFLOW® FINGERTIP REF 60700
(unsteril)

INFORMATION

CE 0044 STERILE EO (gilt nicht für REF 60700)

Produkt	Größe	Länge	Shore	VE	REF
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 06	50 cm	A74	150	01905511
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 08	50 cm	A74	150	01905521
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 10	50 cm	A74	150	01905531
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 12	50 cm	A74	150	01905541
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 14	50 cm	A74	150	01905551
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 16	50 cm	A74	150	01905561
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 18	50 cm	A74	150	01905571
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 06	25 cm	A74	100	01906811
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 08	25 cm	A74	100	01906821
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 10	25 cm	A74	100	01906831
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 12	25 cm	A74	100	01906841
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 14	25 cm	A74	100	01906851
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 16	25 cm	A74	100	01906861
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 18	25 cm	A74	100	01906871