

# FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE

REF 48001-01



REF 48001-02



REF 48001-03



- ▶ Dekanülierungspflaster bei der Entwöhnung einer Trachealkanüle bei Tracheotomierten
- ▶ Perfekte Passform zur Abdeckung des Tracheostomas
- ▶ Die große Auflagefläche und der Cuff dichten das Tracheostoma sicher ab und verhindern das Entweichen von Luft beim Sprechen
- ▶ Atmungsaktives und dünnes Material für höchsten Tragekomfort und beste Klebeeigenschaft
- ▶ In drei verschiedenen Varianten in weiß erhältlich:
  - LARGE: 200 mm x 155 mm
  - SMALL: 165 mm x 135 mm
  - OVAL: 140 mm x 100 mm
- ▶ Das FAHL® DECANNULATION TAPE darf ausschließlich bei tracheotomierten Patienten benutzt werden und ist für Laryngektomierte kontraindiziert!

## LIEFERUMFANG

- ▶ Spritze (Vol. 20 ml)
- ▶ Gebrauchsanweisung

### FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE

REF 48001

5 x Dekanülierungspflaster mit Cuff, weiß

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!

Produkt	VE	REF
FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE, LARGE	5	48001-01
FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE, SMALL	5	48001-02
FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE, OVAL	5	48001-03

