





## SORTIMENT LARYVOX® INSERTER

Artikelnummer	Bezeichnung	Abbildung	Anwendung
25900	LARYVOX® INSERTER		Der <b>LARYVOX® INSERTER</b> dient der anterograden Platzierung/ dem Wechsel unterschiedlicher Shunt-Ventile.
25910	LARYVOX® INSERTER EXPERT		Der <b>LARYVOX® INSERTER EXPERT</b> dient der anterograden Platzierung/ dem Wechsel eines 16 Fr. Shunt-Ventils und einer DUAL VALVE Indwelling Voice Prothese (20 Fr.).
25915	LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL		Der <b>LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL</b> dient der anterograden Platzierung/ dem Wechsel eines Shunt-Ventils mit einer Schaftlänge von 4 mm.
25920	LARYVOX® INSERTER SPECIAL		Anwendung mit Gel-Kapsel-Technik bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tiefpositionierten oder schräg verlaufenden Fisteln</li> <li>• bei verengtem Fistelkanal</li> <li>• Shunt-Ventil-Wechsel bei besonders kleinem Tracheostoma zur Optimierung der Sichtverhältnisse</li> </ul>

Ein Etikett auf der äußeren Box mit einer kurzen Beschreibung und einer Abbildung erleichtert die Auswahl der Varianten.

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · 51149 Köln · Phone +49(0)22 03/29 80-0  
Fax +49(0)22 03/29 80-100 · Germany · mail vertrieb@fahl.de · www.fahl.de