





SURTIDO LARYVOX® INSERTER

Número de artículo	Designación	Figura	Uso
25900	LARYVOX® INSERTER		LARYVOX® INSERTER sirve para la colocación anterógrada y la sustitución de distintas válvulas de derivación.
25910	LARYVOX® INSERTER EXPERT		LARYVOX® INSERTER EXPERT sirve para la colocación anterógrada y la sustitución de una válvula de derivación de 16 Fr. y de una DUAL VALVE Indwelling Voice Prosthesis (20 Fr.).
25915	LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL		LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL sirve para la colocación anterógrada y la sustitución de una válvula de derivación con una longitud de vástago de 4 mm.
25920	LARYVOX® INSERTER SPECIAL		<p>Aplicación con técnica de cápsula de gel en caso de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fistulas con posicionamiento profundo o inclinado • canales fistulares estrechos • sustitución de válvula de derivación en caso de un traqueostoma particularmente pequeño, para la optimización de las condiciones de visibilidad

La etiqueta en la caja exterior con una breve descripción y una imagen hace que resulte más fácil seleccionar las variantes.

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · 51149 Köln · Phone +49(0)22 03/29 80-0
Fax +49(0)22 03/29 80-100 · Germany · mail vertrieb@fahl.de · www.fahl.de