





GAMME LARYVOX® INSERTER

Référence	Désignation	Illustration	Utilisation
25900	LARYVOX® INSERTER		Le LARYVOX® INSERTER sert au positionnement antérograde/remplacement de valves de dérivation différentes.
25910	LARYVOX® INSERTER EXPERT		Le dispositif d'insertion LARYVOX® INSERTER EXPERT sert au positionnement antérograde/au remplacement d'une valve de dérivation de 16 Fr et d'une prothèse vocale à demeure DUAL VALVE Indwelling Voice Prothesis (20 Fr).
25915	LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL		Le LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL sert au positionnement antérograde/au remplacement d'une valve de dérivation avec une longueur de tige de 4 mm.
25920	LARYVOX® INSERTER SPECIAL		Utilisation avec la technique par capsule de gel pour : <ul style="list-style-type: none"> • Fistule profonde ou à tracé oblique • Rétrécissement du canal fistulaire • Changement de valve de dérivation dans les cas de trachéostomes particulièrement petits pour optimiser la visibilité

Une étiquette figurant sur l'extérieur de la boîte avec une brève description et une illustration facilite le choix des variantes.

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · 51149 Köln · Phone +49(0)22 03/29 80-0
Fax +49(0)22 03/29 80-100 · Germany · mail vertrieb@fahl.de · www.fahl.de