





ASSORTIMENT LARYVOX® INSERTER

Artikelnummer	Naam	Illustratie	Gebruik
25900	LARYVOX® INSERTER		De LARYVOX® INSERTER is bestemd voor de anterograde plaatsing/vervangning van verschillende shuntventielen.
25910	LARYVOX® INSERTER EXPERT		De LARYVOX® INSERTER EXPERT is bestemd voor de anterograde plaatsing/vervangning van een 16 Fr-shuntventiel of een inwendige DUAL VALVE stemprothese (20 Fr).
25915	LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL		De LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL is bestemd voor de anterograde plaatsing/vervangning van een shuntventiel met een schachtlengthe van 4 mm.
25920	LARYVOX® INSERTER SPECIAL		Gebruik met gelcapsuletechniek bij: <ul style="list-style-type: none"> • diepgeplaatste of schuin verloopende fistels • een vernauwd fistelkanaal • Vervanging van een shuntventiel bij een bijzonder kleine tracheostoma, ter optimalisering van het zicht

Een etiket op de buitendoos met een korte beschrijving en afbeelding vergemakkelijkt de keuze van de varianten.

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · 51149 Köln · Phone +49(0)22 03/29 80-0
Fax +49(0)22 03/29 80-100 · Germany · mail vertrieb@fahl.de · www.fahl.de