





LARYVOX® INSERTER-SORTIMENTET

Artikelnummer	Namn	Illustration	Användning
25900	LARYVOX® INSERTER		LARYVOX® INSERTER är avsedd för anterograd placering/byte av olika shuntventiler.
25910	LARYVOX® INSERTER EXPERT		LARYVOX® INSERTER EXPERT är avsedd för anterograd placering/byte av en 16 Fr. shuntventil och en DUAL VALVE Indwelling Voice Prosthesis (20 Fr.).
25915	LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL		LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL är avsedd för anterograd placering/byte av en shuntventil med skaftlängden 4 mm.
25920	LARYVOX® INSERTER SPECIAL		Användning med gel-kapsel-teknik vid: <ul style="list-style-type: none"> • djupt liggande eller snett löpande fistlar • trång fistelkanal • shuntventilbyte vid särskilt trånga trakeostomier för optimering av sikten

Val av variant underlättas av en etikett på ytterförpackningen med en kort beskrivning och en bild.

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · 51149 Köln · Phone +49(0)22 03/29 80-0
Fax +49(0)22 03/29 80-100 · Germany · mail vertrieb@fahl.de · www.fahl.de