








# BUCHANAN® BIB

- ▶ Verdeckt und schützt das Tracheostoma bei Laryngektomierten und Tracheotomierten
- ▶ Sehr gut geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut, die keine aufklebbaren Filter vertragen
- ▶ Eine Einlage aus Spezialschaumstoff sorgt für eine wirkungsvolle Filterung, Erwärmung und Anfeuchtung der Atemluft
- ▶ Große Oberfläche
- ▶ Die Befestigungsbänder sind extra lang gefertigt und dadurch für jede Halsweite geeignet
- ▶ Zwei Größen: groß (L) und klein (S)
- ▶ Jedes Lätzchen ist innerhalb der Verpackungseinheit einzeln und hygienisch verpackt
- ▶ Waschbar und wiederverwendbar



-  Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
-  Trocken aufbewahren
-  Einpatientenprodukt
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  CE-Kennzeichnung
-  Handwäsche
-  Nicht im Trommel Trockner trocknen

## Bestellhinweis:

**BUCHANAN® BIB L**, max. 95 cm, 21 x 19 cm, Packung mit 10 Stück

**REF 41700**

**BUCHANAN® BIB S**, max. 65 cm, 15 x 12 cm, Packung mit 10 Stück

**REF 41800**