


DURACUFF® VARIO-KOMBI LINGO

1 ICV + 1 ICFK

- ▶ Trachealkanüle mit zwei Innenkanülen (IC), eine mit 15 mm Drehkonnektor (ICV / VARIO), um Zug- und Drehkräfte abzapfen, die andere mit 22 mm-Adapter und gefenstert (ICFK / KOMBI) zum Anschluss eines Sprechventils
- ▶ Mit Niederdruckmanschette (CUFF)
- ▶ Inklusive DURACUFF® Clip zur Arretierung der Innenkanüle
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Set beinhaltet ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®), einen Obturator und einen Kanülenpass
- ▶ In drei Längen verfügbar: Standard, mittel (M) und extra lang (XL)



Bestellhinweis:



DURACUFF® VARIO-KOMBI LINGO 1 ICV + 1 ICFK, Größe 7-12

REF 13072

DURACUFF® VARIO-KOMBI LINGO M 1 ICV + 1 ICFK, Größe 7-12

REF 13172

DURACUFF® VARIO-KOMBI LINGO XL 1 ICV + 1 ICFK, Größe 7-12

REF 13272

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

ACHTUNG:
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

Rx only

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm A-Kanüle	I.D. mm I-Kanüle	Länge mm standard	Länge mm mittel (M)	Länge mm extra lang (XL)
7	10,2	8,8	7,0	5,5	65	75	100
8	11,2	9,8	8,0	6,5	70	80	105
9	12,4	11,2	9,0	7,5	75	85	105
10	13,4	12,2	10,0	8,5	85	95	110
11	14,4	13,2	11,0	9,5	87	97	115
12	15,4	14,2	12,0	10,2	90	100	120

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen