


DURATWIX® UNI

- ▶ Trachealkanüle mit weitem Innenlumen, welches größtmögliches Atemluftvolumen bei optimiertem Flow ermöglicht
- ▶ Trachealkanüle mit 15 mm Konnektor (UNI)
- ▶ Weiches ROTATWIX® Kanülenschild, drehbar um 360° - ermöglicht weitgehende Halsmobilität
- ▶ Medizinisches Polyurethan, weich, atraumatisch, thermosensibel
- ▶ Set beinhaltet ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®), einen Obturator und einen Kanülenpass
- ▶ Größe 7-10 in 2 Längen verfügbar



STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

Rx only
ACHTUNG:
 Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

Bestellhinweis:

DURATWIX® UNI, Größe 7-10

REF 19201

DURATWIX® UNI short, Größe 7-10

REF 19202

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm	Länge mm standard	REF standard	Länge mm kurz	REF kurz
7	11,9	10,8	7,0	82,0	19201-07	72,0	19202-07
8	12,5	11,4	8,0	85,0	19201-08	75,0	19202-08
9	13,7	12,5	9,0	88,0	19201-09	78,0	19202-09
10	15,0	13,8	10,0	91,0	19201-10	81,0	19202-10

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Spitze der Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen

