



# DURAVENT®

- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer max. 3-6 Monate
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ In zwei Längen verfügbar: standard und extra lang (XL)
- ▶ Standard-Länge in den Größen 03 - 13 verfügbar, inkl. der halben Größe 3,5
- ▶ Extra lange Varianten in den Größen 05 - 13 erhältlich
- ▶ Ohne Innenkanüle (IC)
- ▶ Kundenspezifische Ausführungen möglich (Länge, Siebung, Biegung)
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®) und ein Kanülenpass



## Bestellhinweis:

**DURAVENT®**, Größe 3-13

**REF 11000**

**DURAVENT® XL**, Größe 5-13

**REF 11200**

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!



Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm A-Kanüle	Länge mm standard	Länge mm extra lang (XL)
3	5,2	3,8	2,7	55	-
3,5	6,2	4,8	3,6	55	-
4	7,2	5,8	4,4	55	-
5	8,4	6,6	5,4	55	95
6	9,4	7,8	6,2	60	95
7	10,2	8,8	7,0	65	100
8	11,2	9,8	8,0	70	105
9	12,4	11,2	9,0	75	105
10	13,4	12,2	10,0	85	110
11	14,4	13,2	11,0	87	115
12	15,4	14,2	12,0	90	120
13	16,6	15,2	13,0	90	125

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten

**ACHTUNG:**  
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).



**Rx only**  
dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).



CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

**Product made in Germany**