



- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer 3-6 Monate
- ▶ Mit einer Innenkanüle mit flachem Profil (IC)
- ▶ Easy-Lock 6-Kant Verschluss zur sicheren Befestigung von Innenkanüle und kompatibelem Zubehör - ohne Drehen und ohne zerbrechliche Haken
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Standard-Länge in den Größen 03 - 13 verfügbar, inkl. der halben Größe 3,5
- ▶ Extra lange Varianten in den Größen 05 - 13 erhältlich
- ▶ Kundenspezifische Ausführungen möglich (Länge, Siebung, Biegung)
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®) und ein Kanülenpass

Bestellhinweis:



DURAVENT® 1 IC, Größe 3-13

REF 11001

DURAVENT® XL 1 IC, Größe 5-13

REF 11201

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm A-Kanüle	I.D. mm I-Kanüle	Länge mm standard	Länge mm extra-lang (XL)
3	5,2	3,8	2,7	1,8	55	-
3,5	6,2	4,8	3,6	2,7	55	-
4	7,2	5,8	4,4	3,3	55	-
5	8,4	6,6	5,4	4,3	55	95
6	9,4	7,8	6,2	4,9	60	95
7	10,2	8,8	7,0	5,5	65	100
8	11,2	9,8	8,0	6,5	70	105
9	12,4	11,2	9,0	7,5	75	105
10	13,4	12,2	10,0	8,5	85	110
11	14,4	13,2	11,0	9,5	87	115
12	15,4	14,2	12,0	10,2	90	120
13	16,6	15,2	13,0	11,2	90	125

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen
A-Kanüle = Außenkanüle · I-Kanüle = Innenkanüle



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten

ACHTUNG:
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

Rx only

CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany