



- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer 3-6 Monate
- ▶ Mit zwei Innenkanülen mit flachem Profil (IC)
- ▶ Easy-Lock 6-Kant Verschluss zur sicheren Befestigung von Innenkanülen und kompatibelem Zubehör - ohne Drehen und ohne zerbrechliche Haken
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Standard-Länge in den Größen 03 - 13 verfügbar, inkl. der halben Größe 3,5
- ▶ Extra lange Varianten in den Größen 05 - 13 erhältlich
- ▶ Kundenspezifische Ausführungen möglich (Länge, Siebung, Biegung)
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®) und ein Kanülenpass

### Bestellhinweis:



**DURAVENT® 2 IC, Größe 3-13**

**REF 11002**

**DURAVENT® XL 2 IC, Größe 5-13**

**REF 11202**

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

**ACHTUNG:**  
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

**Rx only**

**CE 0482** CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

**Product made in Germany**

| Größe | A.D. Schild mm | A.D. Spitze mm | I.D. mm A-Kanüle | I.D. mm I-Kanüle | Länge mm standard | Länge mm extra-lang (XL) |
|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 3     | 5,2            | 3,8            | 2,7              | 1,8              | 55                | -                        |
| 3,5   | 6,2            | 4,8            | 3,6              | 2,7              | 55                | -                        |
| 4     | 7,2            | 5,8            | 4,4              | 3,3              | 55                | -                        |
| 5     | 8,4            | 6,6            | 5,4              | 4,3              | 55                | 95                       |
| 6     | 9,4            | 7,8            | 6,2              | 4,9              | 60                | 95                       |
| 7     | 10,2           | 8,8            | 7,0              | 5,5              | 65                | 100                      |
| 8     | 11,2           | 9,8            | 8,0              | 6,5              | 70                | 105                      |
| 9     | 12,4           | 11,2           | 9,0              | 7,5              | 75                | 105                      |
| 10    | 13,4           | 12,2           | 10,0             | 8,5              | 85                | 110                      |
| 11    | 14,4           | 13,2           | 11,0             | 9,5              | 87                | 115                      |
| 12    | 15,4           | 14,2           | 12,0             | 10,2             | 90                | 120                      |
| 13    | 16,6           | 15,2           | 13,0             | 11,2             | 90                | 125                      |

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen  
A-Kanüle = Außenkanüle · I-Kanüle = Innenkanüle