

# DURAVENT® MULTI

1 ICU + 1 ICFK +  
1 COMBIPHON® O<sub>2</sub>

- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer 3-6 Monate
- ▶ Mit zwei Innenkanülen (IC): Eine gefenstert mit 22 mm Adapter (ICFK / KOMBI), um das beiliegende COMBIPHON® O<sub>2</sub> Sprechventil mit Sauerstoffanschluß anzuschließen (Ventilmembran ist mittig am Deckel fixiert und schließt im Ruhezustand das Sprechventil), eine geschlossen mit 15 mm Konnektor (ICU / UNI) zum Anschluß einer künstlichen Nase
- ▶ Easy-Lock 6-Kant Verschluss zur sicheren Befestigung von Innenkanülen und kompatibelem Zubehör - ohne Drehen
- ▶ Außenkanüle (AK) gesiebt
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Kundenspezifische Ausführungen möglich (Länge, Siebung, Biegung)
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®) und ein Kanülenpass



## Bestellhinweis:



**DURAVENT® MULTI 1 ICU + 1 ICFK + 1 COMBIPHON® O<sub>2</sub>, Größe 5-13**

**REF 21055**

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

**ACHTUNG:** Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

**Rx only**

CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

**Product made in Germany**

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm A-Kanüle	I.D. mm I-Kanüle	Länge mm standard
5	8,4	6,6	5,4	4,3	55
6	9,4	7,8	6,2	4,9	60
7	10,2	8,8	7,0	5,5	65
8	11,2	9,8	8,0	6,5	70
9	12,4	11,2	9,0	7,5	75
10	13,4	12,2	10,0	8,5	85
11	14,4	13,2	11,0	9,5	87
12	15,4	14,2	12,0	10,2	90
13	16,6	15,2	13,0	11,2	90

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen  
A-Kanüle = Außenkanüle · I-Kanüle = Innenkanüle