



HUMIDOSTOM® JUNIOR

- ▶ HME Filter für Kinder
- ▶ 15 mm (UNI) Standardkonnektor – passt auf alle Trachealkanülen mit 15 mm Konnektor
- ▶ Offenporiger PU Filter
- ▶ Filter blau gefärbt: angenehmeres optisch/aesthetisches Erscheinungsbild
- ▶ Geringes Gewicht, nur 2 g Gewicht – die Größe ist der kindlichen Anatomie angepasst
- ▶ Einzeln im Peel-Pack verpackt
- ▶ Verpackungseinheit: 30 Stück



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Trocken aufbewahren



Nicht zur Wiederverwendung



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung

Betellhinweis:

HUMIDOSTOM® JUNIOR

REF 46850