



# HUMIDOSTOM<sup>®</sup> O<sub>2</sub>

- ▶ HME Filter (Heat-Moisture Exchanger)
- ▶ 15 mm (UNI) Standardkonnektor – passt auf alle Trachealkanülen mit 15 mm Konnektor
- ▶ Offenporiger PU Filter
- ▶ Mit Sauerstoffanschluss (ISO Steckanschluss 5 mm)
- ▶ Geringes Gewicht, unauffälliges Design
- ▶ Einzeln im Peel-Pack verpackt
- ▶ Verpackungseinheit: 30 Stück



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Trocken aufbewahren



Nicht zur Wiederverwendung



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

## Bestellinformationen:

HUMIDOSTOM<sup>®</sup> O<sub>2</sub>

REF 46150