

# HUMIDOTRACH® / HUMIDOTRACH® ISO



- ▶ HME Filter (Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher / Künstliche Nase) mit Sauerstoffanschluss
- ▶ 15 mm Standardkonnektor passt auf alle Trachealkanülen mit 15 mm Konnektor (UNI)
- ▶ Offenporiger Polyurethan-Schaumstofffilter
- ▶ Gitterförmiges Gehäuse ermöglicht einen maximalen Luftaustausch
- ▶ Mit Überdruckventil, um problemloses Abhusten zu ermöglichen
- ▶ Einzeln verpackt (Peel-Pack)
- ▶ **HUMIDOTRACH®:** zusätzlich am Gehäuse seitlich angebrachter Sauerstoffstutzen (Steckanschluss 5 mm) ermöglicht den Anschluss eines Verbindungsschlauches und somit die Kombination mit einer Sauerstoffquelle.
- ▶ Sauerstoff-Anschlussschlauch zusätzlich erhältlich (REF 46320)
- ▶ **HUMIDOTRACH® ISO:** zusätzlich am Gehäuse seitlich angebrachter Sauerstoffstutzen (ISO Steckanschluss / Nippel 6 mm) ermöglicht den Anschluss eines Verbindungsschlauches und somit die Kombination mit einer Sauerstoffquelle.
- ▶ Genormt für alle ISO Sauerstoff-Anschlussschläuche

Bestellhinweis:		
<b>HUMIDOTRACH®</b>	Packung mit 30 Stück	<b>REF 46450</b>
<b>HUMIDOTRACH® ISO</b>	Packung mit 30 Stück	<b>REF 46455</b>
<b>Oxygen connecting tube</b>	Packung mit 50 Stück	<b>REF 46320</b>