


- ▶ HME Filter
- ▶ 15 mm Konnektor (UNI)
- ▶ Zwei offenporige PU Schaumstofffilter in einem Kunststoffgehäuse an den beiden entgegengesetzten Polen eingelassen
- ▶ Mit Anschluss für die Sauerstoffzufuhr
- ▶ Mit Überdruckventil, um problemloses Abhusten zu ermöglichen
- ▶ Einzeln verpackt in bequemen Peel-Packs



CE 0482 CE-Kennzeichnung mit  
Kennnummer der Benann-  
ten Stelle

⊗ Nicht zur Wiederverwen-  
dung

📖 Gebrauchsanweisung  
beachten

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

## Bestellhinweis:

**HUMIDUAL®**, Packung mit 30 Stück

**REF 46470**