


LARYNGOTEC® KOMBI CUT

- ▶ Für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer bis zu 3-6 Monaten
- ▶ Medizinisches Silikon: weich, biegsam, geringes Gewicht
- ▶ Halsschild perfekt an die Anatomie des Halses angepaßt – mit seitlichen Öffnungen zur Befestigung eines Kanülentragebandes
- ▶ Dorsaler Schlitz entspricht dem Durchmesser des trachealen Flansches einer Stimmprothese. Die Kanüle läßt sich dadurch ohne unbeabsichtigtes Berühren der Stimmprothese einführen und entnehmen
- ▶ Transparent, unauffälliges Design
- ▶ Mit 22 mm Adapter (KOMBI) zur Aufnahme von HMEs
- ▶ Größe 7 bis 13
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares OPTIFLAUSCH® Kanülentrageband und ein Kanülenpass



Bestellhinweis:

LARYNGOTEC® KOMBI CUT, SIZE 7 - 13

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!



REF 14725

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

Rx only ACHTUNG:
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

Größe	A.D. Spitze mm	A.D. Schild mm	I.D. mm	Länge mm	Länge mittlerer Radius mm	REF
7	102	102	72	62	55	14725-0762
8	112	112	82	62	55	14725-0862
9	124	124	94	62	55	14725-0962
10	134	134	104	62	55	14725-1062
11	144	144	114	62	55	14725-1162
12	154	154	124	62	55	14725-1262
13	166	166	130	62	55	14725-1362

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze
Länge = Länge über Außenbogen · Länge mittl. Radius = Länge auf Mittellinie von Flansch bis Spitze