

# LARYNGOTEC® STOMA BUTTON / FIX

- ▶ Stomabutton, um das Tracheostoma von Laryngektomierten offen zu halten, bei gleichzeitiger Minimierung der Kontaktfläche mit der empfindlichen Trachealschleimhaut
- ▶ Für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer 3 - 6 Monaten
- ▶ Medizinisches Silikon: weich, geschmeidig, geringes Gewicht
- ▶ Mit (LARYNGOTEC® Stoma Button FIX) oder ohne (LARYNGOTEC® Stoma Button) zwei seitlichen Ösen zur Befestigung eines Kanülentragebandes, um das Herausfallen des Stomabuttons zu verhindern
- ▶ Transparent, unauffälliges Design
- ▶ Sehr flaches Profil
- ▶ Größe 8 bis 12
- ▶ Jede Größe in 2 verschiedenen Längen (Standardvariante und „short“-Variante)
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares OPTIFLAUSCH® Kanülentrageband (nur Varianten FIX) und ein Kanülenpass

FAHL



## Bestellhinweis:

<b>LARYNGOTEC® Stoma Button FIX, Größe 8 - 12</b>	<b>REF 15900</b>
<b>LARYNGOTEC® Stoma Button FIX short, Größe 8 - 12</b>	<b>REF 15910</b>
<b>LARYNGOTEC® Stoma Button, Größe 8 - 12</b>	<b>REF 15905</b>
<b>LARYNGOTEC® Stoma Button short, Größe 8 - 12</b>	<b>REF 15915</b>

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	Ausführung	A.D. Schild mm	I.D. mm	Länge mm	REF FIX	REF
8	standard	11,0	8,0	22	15900-08	15905-08
8	short	11,0	8,0	15	15910-08	15915-08
9	standard	12,0	9,0	22	15900-09	15905-09
9	short	12,0	9,0	15	15910-09	15915-09
10	standard	13,0	10,0	22	15900-10	15905-10
10	short	13,0	10,0	15	15910-10	15915-10
11	standard	14,0	11,0	22	15900-11	15905-11
11	short	14,0	11,0	15	15910-11	15915-11
12	standard	15,0	12,0	22	15900-12	15905-12
12	short	15,0	12,0	15	15910-12	15915-12

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · Länge = Schaftlänge

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

**Rx only** ACHTUNG:  
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany