



LARYVOX® DUO BRUSH & LARYVOX® STOMA LIGHT

- ▶ Für die schonende und gründliche tägliche Reinigung von Stimmprothesen
- ▶ Mit einer Bürste für die Reinigung des inneren Kanals der Stimmprothese in der tracheoösophagealen Fistel und eines Schaumstoffschwämmchens zur Entfernung von Ablagerungen und Sekret vom trachealen Flansch der Stimmprothese
- ▶ Inkl. LARYVOX® Clip für die Fixierung einer Stomaleuchte (LARYVOX® Stoma light, separat erhältlich). Die Kombination von Bürste und Lampe ermöglicht die Durchführung des Reinigungsprozesses mit einer Hand, während die andere Hand freibleibt
- ▶ Mit einem Spiegel auf der Rückseite der Box für die bequeme tägliche Reinigung durch den Patienten selbst. Die Notwendigkeit, einen separaten Spiegel mit sich zu führen, entfällt
- ▶ LARYVOX® Stoma Light, batteriebetrieben (Batterie im Lieferumfang enthalten), mit sehr heller LED-Leuchte für effektives und sicheres Reinigen der Stimmprothese



Bestellhinweis:

LARYVOX® Duo Brush, Etui mit 6 Stück, Größe 6 - 18
Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

REF 29110

LARYVOX® Stoma light

REF 69101

Größe LARYVOX® Duo Brush	Größe Stimmprothese	REF
6	4 - 6	29110-06
8	7 - 8	29110-08
10	9 - 10	29110-10
12	11 - 13	29110-12
18	14 - 18	29110-18



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Trocken aufbewahren



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung