







LARYVOX® HANDS-FREE VALVE LOW RESISTANCE / LARYVOX® HANDS-FREE VALVE KOMBI HME LOW RESISTANCE

- ▶ Transparent, geringes Gewicht
- ▶ Verstellbare Silikonmembran für das fingerfreie Sprechen (für laryngektomierte Patienten mit Stimmprothese)
- ▶ Sehr flexible, dünne Silikonmembran für geringen Anblasdruck
- ▶ Passen für 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ LARYVOX® Hands-Free Valve Low Resistance mit Bügel, zur manuellen Feinabstimmung der Membraneinstellung und als Abstandshalter für Textilien
- ▶ LARYVOX® Hands-Free Valve Kombi HME Low Resistance mit integriertem Kombi-Adapter zur Aufnahme von allen Filterkassetten mit einem 22-mm Anschluss wie z.B. LARYVOX® HME oder HUMIDOTWIN®
- ▶ Einzeln verpackt



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

LARYVOX® Hands-Free Valve Low Resistance

REF 21984

LARYVOX® Hands-Free Valve Kombi HME Low Resistance

REF 21982