











LARYVOX® HME / LARYVOX® O2 HME

- ▶ Offenporiger PU-Schaumstoff
- ▶ Hautfarben, um ein unauffälliges Erscheinungsbild zu gewährleisten
- ▶ Geringes Gewicht, flaches Profil
- ▶ Stabiles Gehäuse – kann durch Fingerauflage ohne Druck verschlossen werden, um laryngektomierten Patienten mit Stimmprothese das Sprechen zu ermöglichen
- ▶ Standardvariante (REF 49800) mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ Variante mit Sauerstoffanschluss (REF 49802) und Multiadapter für die Konnektierung von 15 mm (UNI) Konnektoren und 22 mm (KOMBI) Adaptern
- ▶ Verpackungseinheit: 30 Stück



-  Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
-  Trocken aufbewahren
-  Nicht zur Wiederverwendung
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  CE Kennzeichnung
-  CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Bestellhinweis:

LARYVOX® HME

LARYVOX® O2 HME

REF 49800

REF 49802