


LARYVOX® STYLE HME

HME-System

- ▶ Kombiniert die Vorteile eines HME mit einem stylischen Look
- ▶ Drei Komponenten:
 - ▶ LARYVOX® STYLE HME (Standard oder HighFlow)
 - ▶ LARYVOX® STYLE TOP lamella
 - ▶ LARYVOX® STYLE CAP round
- ▶ Die Kombination von LARYVOX® STYLE TOP lamella und LARYVOX® STYLE CAP round erleichtert Laryngektomierten mit Stimmprothese das Sprechen.
- ▶ Sowohl das LARYVOX® STYLE TOP lamella als auch das CAP round sind in vier attraktiven Farben erhältlich: gold, silber, blau-matallic und beige. Sie können in allen möglichen Farbkombinationen verwendet werden.
- ▶ Durch den druckfreien Fingerverschluss von LARYVOX® STYLE CAP - auch durch die Kleidung hindurch - wird das Stoma zum Sprechen verschlossen.
- ▶ Nur das HME ist ein Einmalprodukt. Das LARYVOX® STYLE TOP lamella und CAP round kann jeweils durch denselben Patienten wiederverwendet werden
- ▶ Das HME mit 22 mm Adapter (KOMBI) kann mit allen LARYVOX® Tape Basisplatten und mit allen herkömmlichen Basisplatten mit 22 mm Adapter verwendet werden.



- ⊗ Nicht zur Wiederverwendung
- 🏠 Einpatientenprodukt
- ☂️ Trocken aufbewahren
- ☀️ Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
- 📖 Gebrauchsanweisung beachten
- CE CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

LARYVOX® STYLE HME HIGHFLOW / LARYVOX® STYLE HME, Packung mit 30 Stück

REF 49880 / 49881

LARYVOX® STYLE HME HIGHFLOW SET / HME SET

REF 49880-90

30x LARYVOX® STYLE HME HighFlow / HME

9x LARYVOX® STYLE TOP lamella (3x gold / 3x silver / 3x blue metallic)

REF 49881-90

9x LARYVOX® STYLE CAP round (3x gold / 3x silver / 3x blue metallic)

LARYVOX® STYLE TOP lamella SET, Packung mit 9 Stück (3x gold / 3x silver / 3x blue metallic)

REF 49830-90

LARYVOX® STYLE CAP round SET, Packung mit 9 Stück (3x gold / 3x silver / 3x blue metallic)

REF 49820-90

LARYVOX® STYLE TOP lamella, Packung mit 3 Stück (gold/silver/blue metallic/beige)

REF 49830-XX

Farb-Nr. bitte bei Bestellung zusätzlich angeben

LARYVOX® STYLE CAP round, Packung mit 3 Stück (gold/silver/blue metallic/beige)

REF 49820-XX

Farb-Nr. bitte bei Bestellung zusätzlich angeben