

# OPTIBRUSH® CLEAN

Kanülenreinigungspulver

- ▶ Pulverpräparat zur materialschonenden Reinigung von Trachealkanülen
- ▶ Ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung – gleichzeitig schonend gegenüber dem empfindlichen Kanülenmaterial
- ▶ Enthält einen Dosierlöffel für einfaches und genaues Zubereiten der Reinigungslösung
- ▶ Um die gebrauchsfertige Reinigungslösung herzustellen wird das Reinigungspulver einfach in lauwarmem Wasser aufgelöst
- ▶ Optimale Reinigungsleistung, um Blut und Sekret gründlich und schonend von Trachealkanülen zu entfernen



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis

## Bestellhinweis:

**OPTIBRUSH® CLEAN, 100 g**

**REF 31110**