

# OPTIBRUSH® SET

Set zur Reinigung von Trachealkanülen

- ▶ OPTIBRUSH® CONT Reinigungsdose (REF 31200) mit einem großen Durchmesser, um die Reinigung der gängigen Trachealkanülen zu ermöglichen.

Die Reinigungsdose enthält einen herausnehmbaren Siebeinsatz, der das Bewegen der Kanülen in der Lösung ermöglicht.

- ▶ OPTIBRUSH® CLEAN Reinigungspulver (REF 31110 / 100g): inklusive eines Dosierlöffels für die einfache und genaue Herstellung einer Reinigungslösung; einfach in lauwarmem Wasser auflösen. Für eine gründliche Entfernung von anhaftenden Blut- und Sekretresten auf der Kanüle.



- ▶ OPTIBRUSH® Reinigungsbürsten (REF 31850-08 und REF 31850-10): je 2 Stück der gängigsten Größen, d.h. insgesamt 4 Stück. OPTIBRUSH® Reinigungsbürsten sind flexibel und haben eine abgerundete Spitze, um ein Verkratzen des weichen Kanülenmaterials zu vermeiden.

Die OPTIBRUSH® Reinigungsbürsten sind Einpatientenprodukte, d.h. sie können vom Patienten wiederverwendet werden.



**Alle Set-Komponenten stehen auch einzeln zur Verfügung, vgl. detaillierte separate Datenblätter**



Bitte entnehmen Sie die Piktogramme der entsprechenden Gebrauchsanweisung der einzelnen Produkte.

## Bestellhinweis:

**OPTIBRUSH® SET**

**REF 31011**