



RESPITRACH® PERMANENT SUCTION CATHETER

- ▶ Geschlossenes Absaugsystem für die tracheale Dauerabsaugung
- ▶ Zur Entfernung von angesammelten Sekreten in den unteren Atemwegen
- ▶ Für beatmete Patienten - ermöglicht Absaugung ohne das Beatmungssystem vom Tracheotomietubus/Trachealtubus zu diskonnektieren und die Beatmung zu unterbrechen
- ▶ Verringert das Infektionsrisiko
- ▶ Kann bis zu 48 Stunden verwendet werden
- ▶ Absaugkatheter kann innerhalb der geschlossenen Hülle nach jedem Absaugprozess mit steriler Kochsalzlösung gespült werden
- ▶ Verpackungseinheit: 8 Stück, einzeln steril verpackt



Bestellinformationen:

RESPITRACH® Permanent suction catheter Größe 10-16

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

REF 68400