



- ▶ Trachealkompressen hoher Qualität, mit anatomisch angepasster Abrundung für optimalen Tragekomfort
- ▶ Die Verbindung von anatomischer Formgebung und unauffälliger Farbgebung sorgt dafür, dass diese Trachealkompresse beim Tragen optisch kaum wahrnehmbar und spürbar ist.
- ▶ Zwei Schichten, dadurch wird das Sekret effizient absorbiert und nach außen in die hautferne Schicht abgeleitet. Die Haut bleibt trocken und warm.
- ▶ **SLIT** Varianten mit Schlitz zum schnellen Kompressen-Wechsel bei liegender Kanüle



Nicht zur Wiederverwendung



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

SENSOTRACH® DUO SKIN, 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück

SENSOTRACH® DUO SKIN SLIT, 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück

REF 30668

REF 30669