

- ▶ Trachealkompressen hoher Qualität, mit anatomisch angepasster Abrundung für optimalen Tragekomfort
- ▶ Die **UNO** Varianten sind einschichtig, für Patienten mit geringer Sekretion
- ▶ Die **DUO** Varianten haben zwei Schichten, für Patienten mit mäßiger bis geringer Sekretproduktion: die hautnahe Schicht – durch einen grünen Streifen gekennzeichnet – absorbiert das Sekret effizient und leitet es nach außen in die periphere Schicht ab. Dadurch bleibt die Haut trocken und warm
- ▶ Die **3-PLUS** Varianten sind dreischichtig, für Patienten mit normaler bis starker Sekretion: die hautnahe Schicht absorbiert das Sekret effektiv und leitet es nach außen in die zentrale und in die periphere Schicht. Dadurch bleibt die Haut trocken und warm. Die äußere Schicht hat eine feuchtigkeitsabweisende Auflage, um die Kleidung zu schützen
- ▶ Die **ALU** Kompresse ist eine hochwertige, besonders saugfähige und formstabile Trachealkompresse, die einseitig eine aluminiumbedampfte Beschichtung aufweist. Die metallicfarbene Beschichtung verhindert ein Verkleben mit Blut und Sekretresten auf der Haut.
- ▶ Standardvarianten ohne Schlitz
- ▶ **SLIT** Varianten mit Schlitz zum Wechsel bei liegender Kanüle



Bestellinformationen:

SENSOTRACH® UNO , 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück	REF 30520
SENSOTRACH® UNO SLIT , 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück	REF 30521
SENSOTRACH® UNO PED , 6 x 7 cm, Packung mit 10 Stück	REF 30522
SENSOTRACH® UNO PED SLIT , 6 x 7 cm, Packung mit 10 Stück	REF 30523
SENSOTRACH® DUO , 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück	REF 30608
SENSOTRACH® DUO SLIT , 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück	REF 30609
SENSOTRACH® DUO PED , 6 x 7 cm, Packung mit 10 Stück	REF 30622
SENSOTRACH® DUO PED SLIT , 6 x 7 cm, Packung mit 10 Stück	REF 30623
SENSOTRACH® DUO ALU , 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück	REF 30662
SENSOTRACH® DUO ALU SLIT , 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück	REF 30663
SENSOTRACH® 3-Plus , 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück	REF 30770
SENSOTRACH® 3-Plus SLIT , 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück	REF 30780

⊗ Nicht zur Wiederverwendung

i Gebrauchsanweisung beachten

CE CE-Kennzeichnung