



SENSOTRACH® DUO ALU

Trachealkompresse

- ▶ Trachealkompressen hoher Qualität, mit anatomisch angepasster Abrundung für optimalen Tragekomfort
- ▶ Mit Aluminiumbeschichtung, um ein Verkleben der Kompresse mit der Haut um das Tracheostoma zu vermeiden.
- ▶ Zwei Schichten, dadurch wird das Sekret effizient absorbiert und nach außen in die periphere Schicht abgeleitet. Die Haut bleibt trocken und warm.
- ▶ **SLIT** Varianten mit Schlitz zum schnelle Kompressen-Wechsel bei liegender Kanüle



Nicht zur Wiederverwendung



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

SENSOTRACH® DUO ALU, 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück

REF 30662

SENSOTRACH® DUO ALU SLIT, 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück

REF 30663