

- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch
- ▶ Aus Sterlingsilber (92,5% reines Silber)
- ▶ Mit einer Innenkanüle mit flachem Profil (IC) und einer Innenkanüle mit 15 mm Konnektor (ICU)
- ▶ Sehr dünne Wandung
- ▶ Autoklavierbar
- ▶ Bakterizid
- ▶ Breites Größenspektrum: von Größe 2 bis Größe 13
- ▶ Anfertigungen nach Kundenwunsch möglich (Länge, Siebung, Fensterung)
- ▶ Beinhaltet ein breites, verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®) und einen Kanülenpass



Bestellhinweis:

SILVERVENT® 1 IC + 1 ICU, Größe 2-13



REF 10502

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Spitze mm	A.D. Schild mm	I.D. mm	Länge mm	REF
2	5,7	6,8	3,7	50	10502-02
3	6,4	7,5	4,4	55	10502-03
4	7,0	8,2	5,0	55	10502-04
5	7,7	9,1	5,7	60	10502-05
6	8,4	9,8	6,4	60	10502-06
7	9,0	10,9	7,0	65	10502-07
8	9,7	11,6	7,7	70	10502-08
9	10,4	12,3	8,4	75	10502-09
10	11,0	13,2	9,0	80	10502-10
11	11,7	13,8	9,7	90	10502-11
12	12,4	14,6	10,4	90	10502-12
13	13,0	15,0	11,0	90	10502-13

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Gebrauchsanweisung beachten

Rx only

ACHTUNG:
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

CE 0482 CE marking identification number of the notified body

Product made in Germany