



SPIRAFLEX® UNI / SPIRAFLEX® UNI CUFF



- ▶ Trachealkanüle mit verstellbarem Kanülenschild für über- oder unterdurchschnittliche Halsweiten, vor allem für adipöse Patienten
- ▶ Mit Niederdruckmanschette (CUFF): REF 17503 oder ohne Niederdruckmanschette (CUFF): REF 17504
- ▶ Kanülenschild mittels eines zuverlässigen Schraubmechanismus verstell- und fixierbar, um unbeabsichtigtes Verrutschen zu verhindern
- ▶ Eine Skalierung (5 mm-Schritte) auf der Oberseite des Kanülenrohrs ermöglicht ein exaktes und reproduzierbares Positionieren des Kanülenschildes
- ▶ Mit 15 mm Konnektor (UNI), um Beatmungs-Equipment oder HMEs anzuschließen
- ▶ Set beinhaltet ein Kanülentrageband, eine Einführhilfe und einen Kanülenpass
- ▶ Mit der Einführhilfe können auch Sekretflüssigkeiten aufgenommen werden. Am Ende der Einführhilfe befindet sich zusätzlich ein Schlauchverbinder/Fingertip, durch den der Absaugschlauch des Absauggerätes mit der Einführhilfe verbunden wird.
- ▶ Für die Trachealkanüle ist auch eine Innenkanüle separat erhältlich (REF 17543), Größe muss entsprechend der SPIRAFLEX® UNI CUFF/SPIRAFLEX® UNI Außenkanüle gewählt werden

Bestellhinweis:

SPIRAFLEX® UNI, Größe 6-11



REF 17504

SPIRAFLEX® UNI CUFF, Größe 6-11



REF 17503

SPIRAFLEX® ICX, Größe 6-11, Packung mit 3 Stück



REF 17543

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm	I.D. IK mm	Länge mm	REF	REF mit CUFF
6	8,4	8,4	6,0	4,5	bis 52 verstellbar	17504-06	17503-06
7	10,2	10,2	7,0	5,5	bis 68 verstellbar	17504-07	17503-07
8	11,2	11,2	8,0	6,5	bis 88 verstellbar	17504-08	17503-08
9	12,2	12,2	9,0	7,5	bis 117 verstellbar	17504-09	17503-09
10	13,2	13,2	10,0	8,5	bis 118 verstellbar	17504-10	17503-10
11	14,2	14,2	11,0	9,5	bis 123 verstellbar	17504-11	17503-11

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · I.D. = Innendurchmesser an der Spitze der Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen