

(TRACHEO-)STOMA CATHETER METRIC S + L

25 + 50 cm



- ▶ Sterile Tracheostoma-Katheter zum Absaugen von Trachealsekret
- ▶ Aus weichem, flexiblem und transparentem Kunststoff
- ▶ Mit zentraler Öffnung und vier seitlichen Öffnungen („Augen“) an der Katheterspitze, um das Festsaugen des Katheters an der Trachealwand während des Absaugvorganges zu verhindern
- ▶ Eine Graduierung in 1-cm-Abständen erlaubt die direkte Kontrolle der Einführtiefe des Absaugkatheters
- ▶ Großes Sortiment (CH 6-18)
- ▶ Farbkodierte Konnektoren
- ▶ Zwei verschiedene Längenvarianten verfügbar: 25 cm und 50 cm (die kurze Variante ist besonders geeignet für das tracheale Absaugen)
- ▶ In Verbindung mit dem TRACHFLOW® Fingertip einzusetzen, um die Absaugstärke zu kontrollieren. Mit dem Fingertip wird der Absaugschlauch des Absauggerätes mit dem sterilen Stomakatheter verbunden. Durch die konische Konstruktion passt der TRACHFLOW® Fingertip auf alle Größen der Stomakatheter.

Artikel	Größe	Länge (cm)	Shore	VE	Steril	Atraumatisch	REF
Tracheostoma catheter Metric S, 25 cm CH 8-16	8-16	25	A64	30	✓	✓	68100
Stoma catheter Metric L, 50 cm CH 6-18	6-18	50	A64	30	✓	✓	68000
Absaugkatheter Standard Metric L, 50 cm, CH 6-18	6-18	50	A78	100	✓	✓	68900

Bestellhinweis:

Tracheostoma catheter Metric S, 25 cm	CH 8-16	Packung mit 30 Stück	REF 68100
Stoma catheter Metric L, 50 cm	CH 6-18	Packung mit 30 Stück	REF 68000
Absaugkatheter Standard Metric L, 50 cm	CH 6-18	Packung mit 100 Stück	REF 68900
TRACHFLOW® Fingertip		Packung mit 10 Stück	REF 60700