



# TRACHEOTEC® VARIO / TRACHEOTEC® VARIO CUFF

- ▶ Trachealkanüle mit (REF 18920) und ohne Niederdruckmanschette (CUFF) (REF 18560); auch mit subglottischer Absaugung (REF 18930; s. separates Datenblatt)
- ▶ Weiches, flexibles Kanülenschild mit Aufdruck der wesentlichen Spezifikationen der Kanüle
- ▶ Mit 15 mm Drehkonnektor (VARIO) um Zug- und Drehkräfte abzupuffern, die durch den Beatmungsschlauch entstehen können
- ▶ Mit Röntgenkontraststreifen
- ▶ Set beinhaltet ein Kanülentrageband, einen Obturator und einen Kanülenpass



### Bestellhinweis:

TRACHEOTEC® VARIO, Größe 3-10



REF 18560

TRACHEOTEC® VARIO CUFF, Größe 3-10



REF 18920

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm	Länge mm (mittl. Radius)	Länge mm	REF	REF mit CUFF
3	4,7	4,7	3,0	43,7	47,2	18560-03	18920-03
3,5	5,3	5,3	3,5	46,7	50,6	18560-035	18920-035
4	6,0	6,0	4,0	52,7	57,1	18560-04	18920-04
4,5	6,7	6,7	4,5	52,7	57,7	18560-045	18920-045
5	7,3	7,3	5,0	55,7	61,1	18560-05	18920-05
5,5	8,0	8,0	5,5	57,7	63,6	18560-055	18920-055
6	8,7	8,7	6,0	60,7	67,1	18560-06	18920-06
6,5	9,3	9,3	6,5	66,6	73,5	18560-065	18920-065
7	10,0	10,0	7,0	69,6	77,0	18560-07	18920-07
7,5	10,7	10,7	7,5	73,6	81,5	18560-075	18920-075
8	11,3	11,3	8,0	79,5	87,9	18560-08	18920-08
8,5	12,0	12,0	8,5	81,5	90,4	18560-085	18920-085
9	12,7	12,7	9,0	85,5	94,9	18560-09	18920-09
10	14,0	14,0	10,0	95,0	105,3	18560-10	18920-10

**STERILE EO** Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

**Rx only** ACHTUNG: Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

**CE 0482** CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · A-Kanüle = Außenkanüle · I-Kanüle = Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen · Länge mittlerer Radius = Länge der Mittellinie von Flansch bis Spitze