

TRACHEOTEX® BIB

- ▶ Verdeckt und schützt das Tracheostoma bei Laryngektomierten und Tracheotomierten
- ▶ Verfügbar in mehreren Stärken: (3-lagig, 5L, 8L, 12L). Dadurch wird eine optimale Abstimmung auf das jeweilige jahreszeitliche Klima erreicht.
- ▶ Der mehrschichtige, feine Gitterstoff (Polyester) sorgt für ein hohes Maß an Luftdurchlässigkeit – gleichzeitig wird die eingeatmete Luft erwärmt, angefeuchtet und gefiltert
- ▶ Waschbar und wiederverwendbar
- ▶ Mit Klettverschluß
- ▶ Die Halsweite kann bei der Varianten für Erwachsene individuell auf jede beliebige Größe zwischen 34 cm und 46 cm eingestellt werden
- ▶ Der Verschluß befindet sich seitlich am Lätzchen und ist dadurch jederzeit gut erreichbar
- ▶ Varianten für Erwachsene und für Kinder (PED / 24 - 33 cm)
- ▶ Zahlreiche Farbvarianten (vgl. Farbmusterkarte, die als eigene Broschüre zur Verfügung steht)



-  Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
-  Trocken aufbewahren
-  Einpatientenprodukt
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  CE-Kennzeichnung
-  Handwäsche
-  Nicht im Trommelrockner trocknen

Bestellhinweis:

TRACHEOTEX® BIB 3L, 34 - 46 cm	REF 40100
TRACHEOTEX® BIB 5L, 34 - 46 cm	REF 40200
TRACHEOTEX® BIB 8L, 34 - 46 cm	REF 40300
TRACHEOTEX® BIB 12L, 34 - 46 cm	REF 40400
TRACHEOTEX® BIB 3L PED, 24 - 33 cm	REF 40110
TRACHEOTEX® BIB 5L PED, 24 - 33 cm	REF 40210

Farb-Nr. bitte bei Bestellung zusätzlich angeben (siehe Farbmusterkarte)!