



LARYVOX® INSERTER

FÜR VERSCHIEDENE SHUNT-VENTIL-TYPEN


- ▶ Der LARYVOX® INSERTER besteht aus einem Platzierungsinstrument sowie einem Applikator und dient einer optimalen anterograden Platzierung bzw. dem Wechsel eines Shunt-Ventils
- ▶ Das Platzierungsinstrument verfügt über drei unterschiedliche Fixierungsmöglichkeiten um verschiedene Shunt-Ventil-Typen einfach und sicher zu platzieren
- ▶ Der Applikator des LARYVOX® INSERTER ermöglicht ein müheloses Einführen des Shunt-Ventils und ist in wenigen Schritten vorbereitet
- ▶ Die abgerundete Applikator-Spitze fördert zudem eine sanfte Platzierung



Applikator-Spitze



Applikator-Öffnung zum Erfassen des Platzierungsinstruments inkl. Shunt-Ventil



Platzierungsinstrument



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Trocken aufbewahren



CE-Kennzeichnung



Nicht zur Wiederverwendung



Unsteril

Product made in Germany

Bestellhinweis:

LARYVOX® INSERTER

REF 25900