

# NEBUSTEAM® INHALATOR

# DAMPFINHALATOR

- ▶ Der NEBUSTEAM® Dampfinhalator ermöglicht drei Inhalationsmethoden:
  - ▶ Dampfinhalation mit wasserlöslichen Inhalationsmitteln (z.B. Salzlösungen oder Heilpflanzenextrakte)
  - ▶ Dampfinhalation ohne Zusätze
  - ▶ Dampfinhalation mit ätherischen Ölen
- ▶ Zur Pflege und Reinigung ist der NEBUSTEAM® Inhalator leicht in die einzelnen Bestandteile zerlegbar.
- ▶ Mit Hilfe des variablen Dampfreglers kann die Dampfmenge eingestellt werden. Eine geringe Dampfmenge/Stufe 1 ist ideal zur Inhalation durch die Nase. Eine erhöhte Dampfmenge/Stufe 2 ist ideal beim Inhalieren über den Mund/das Tracheostoma.
- ▶ Bei der Inhalation mit warmen Dampf wird eine optimale Befeuchtung der Atemwege erreicht. Dadurch kann auf angenehme Weise Reizungen des Tracheostomas vorgebeugt bzw. für eine Linderung bei Atembeschwerden und für eine schonende Heilung gesorgt werden.
- ▶ Im Lieferumfang enthalten sind vier unterschiedliche Masken: Tracheostoma Maske und drei Gesichtsmasken in unterschiedlichen Größen



Gebrauchsanweisung beachten



Gerät der Schutzklasse II



Schutzgrad Typ BF



Seriennummer



Bestellnummer



Hersteller



kein Hausmüll



Achtung, wichtige Information



CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

## Technische Daten

<b>Eingangsspannung</b>	AC 230V, 50Hz	<b>Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb</b>	10 bis 95% RH
<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 300 Watt	<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)
<b>Dampfbehälter Einfüllmenge</b>	25ml	<b>Relative Luftfeuchtigkeit Lager</b>	10 bis 95 % RH
<b>Aromatherapiebehälter</b>	80 ml	<b>Gehäuseabmessungen</b>	212 x 199 x 105mm (8,35" x 7,83" x 4,13")
<b>Messbecher Kapazität</b>	25ml	<b>Gewicht</b>	820g (1,8Lbs)
<b>Betriebsdauer</b>	Dauerbetrieb	<b>Standard Zubehör</b>	Tracheostoma Maske; Große Gesichtsmaske; Mittlere Gesichtsmaske; Kleine Gesichtsmaske; Messbecher; Aromatherapie- / Kondensatbehälter
<b>Betriebszeit</b>	≥6 Minuten	<b>Geräteklasse</b>	Typ B
<b>Wasser-Kochzeit</b>	ca. 60 Sekunden	<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Dampf-Temperatur (ideal)</b>	38 ~ 43 °C, ± 1 °C		
<b>Betriebstemperatur</b>	10°C bis 40°C (50°F bis 104°F)		

## Bestellhinweis:

NEBUSTEAM® INHALATOR

REF 50500